


APWD 081

Betét

az ágytálmósóban lévő eszközök optimális előkészítésére és fertőtlenítésére.



EAN: 4002516065708 / Anyagszám: 11013500 / Régi anyagszám: 68508100D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Ágytálmósó	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PWD 8545	•
<b>Termékkategória</b>	
Betét ágytálakhoz és vizeletgyűjtő edényekhez	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Ágytálak és vizeletgyűjtő edények előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Vizeletgyűjtő palackok [mennyiség]	3
Ágytálak [mennyiség]	1
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	315
Külső méret, nettó szélesség (mm)	408
Külső méret, nettó mélység (mm)	330
Külső méret, bruttó magasság (mm)	345
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	436
Külső méret, bruttó mélység (mm)	505
Nettó súly (kg)	1,17
Bruttó súly (kg)	2,77