


APWD 082

Betét

az ágytálmosóban lévő eszközök optimális előkészítésére és fertőtlenítésére.



EAN: 4002516065920 / Anyagszám: 11013510 / Régi anyagszám: 68508200D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Ágytálmosó	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PWD 8545	•
<b>Termékkategória</b>	
Betét ágytálakhoz és vizeletgyűjtő edényekhez	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Ágytálak és vizeletgyűjtő edények előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Vizeletgyűjtő palackok [mennyiség]	3
Ágytálak [mennyiség]	1
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	310
Külső méret, nettó szélesség (mm)	365
Külső méret, nettó mélység (mm)	310
Külső méret, bruttó magasság (mm)	305
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	305
Külső méret, bruttó mélység (mm)	395
Nettó súly (kg)	0,92
Bruttó súly (kg)	1,67