

APWD 083

Betét

az ágytálmósóban lévő eszközök optimális előkészítésére és fertőtlenítésére.



EAN: 4002516065937 / Anyagszám: 11013520 / Régi anyagszám: 68508300D

Termék-hozzárendelés	
Ágytálmósó	•
A készülék besorolása	
PWD 8545	•
Termékkategória	
Betét ágytálakhoz és vizeletgyűjtő edényekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Ágytálak és vizeletgyűjtő edények előkészítése	•
Kapacitás	
Vizeletgyűjtő palackok [mennyiség]	3
Ágytálak [mennyiség]	1
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	320
Külső méret, nettó szélesség (mm)	375
Külső méret, nettó mélység (mm)	310
Külső méret, bruttó magasság (mm)	305
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	305
Külső méret, bruttó mélység (mm)	395
Nettó súly (kg)	1,39
Bruttó súly (kg)	2,13