


APWD 085

Betét

az ágytálmósóban lévő eszközök optimális előkészítésére és fertőtlenítésére.



EAN: 4002516065951 / Anyagszám: 11013540 / Régi anyagszám: 68508500D

Termék-hozzárendelés	
Ágytálmósó	•
A készülék besorolása	
PWD 8545	•
Termékkategória	
Betét ágytálmósóhoz és vizeletgyűjtő edényekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Ágytálmósó és vizeletgyűjtő edények előkészítése	•
Kapacitás	
Vizeletgyűjtő palackok [mennyiség]	3
Ágytálmósó [mennyiség]	1
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	297
Külső méret, nettó szélesség (mm)	399
Külső méret, nettó mélység (mm)	284
Külső méret, bruttó magasság (mm)	350
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	435
Külső méret, bruttó mélység (mm)	510
Nettó súly (kg)	1,92
Bruttó súly (kg)	3,55