


APWD 089

Betét

az ágytálmósóban lévő eszközök optimális előkészítésére és fertőtlenítésére.



EAN: 4002516066002 / Anyagszám: 11013580 / Régi anyagszám: 68508900D

Termék-hozzárendelés	
Ágytálmósó	•
A készülék besorolása	
PWD 8545	•
Termékkategória	
Betét ágytálakhoz és vizeletgyűjtő edényekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Ágytálak és vizeletgyűjtő edények előkészítése	•
Kapacitás	
Vizeletgyűjtő palackok [mennyiség]	3
Ágytálak [mennyiség]	1
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	315
Külső méret, nettó szélesség (mm)	377
Külső méret, nettó mélység (mm)	390
Külső méret, bruttó magasság (mm)	345
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	425
Külső méret, bruttó mélység (mm)	515
Nettó súly (kg)	1,70
Bruttó súly (kg)	3,39