

APWD 092

Betét

az ágytálmósóban lévő eszközök optimális előkészítésére és fertőtlenítésére.



EAN: 4002516066132 / Anyagszám: 11013610 / Régi anyagszám: 68509200D

Termék-hozzárendelés	
Ágytálmósó	•
A készülék besorolása	
PWD 8545	•
Termékkategória	
Betét ágytálakhoz és vizeletgyűjtő edényekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Ágytálak és vizeletgyűjtő edények előkészítése	•
Kapacitás	
Vizeletgyűjtő palackok [mennyiség]	3
Ágytálak [mennyiség]	1
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	350
Külső méret, nettó szélesség (mm)	445
Külső méret, nettó mélység (mm)	400
Külső méret, bruttó magasság (mm)	355
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	440
Külső méret, bruttó mélység (mm)	512
Nettó súly (kg)	1,54
Bruttó súly (kg)	3,32