


APWD 093

Betét

az ágytálmósóban lévő eszközök optimális előkészítésére és fertőtlenítésére.



EAN: 4002516066033 / Anyagszám: 11013620 / Régi anyagszám: 68509300D

| | |
|--|-----------|
| Termék-hozzárendelés | |
| Ágytálmósó | • |
| A készülék besorolása | |
| PWD 8545 | • |
| Termékkategória | |
| Betét ágytálakhoz és vizeletgyűjtő edényekhez | • |
| Terméktulajdonságok | |
| Anyag | Nemesacél |
| Szín | Nemesacél |
| Felhasználási terület | |
| Ágytálak és vizeletgyűjtő edények előkészítése | • |
| Kapacitás | |
| Vizeletgyűjtő palackok [mennyiség] | 3 |
| Ágytálak [mennyiség] | 1 |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 325 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 395 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 390 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 348 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 430 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 506 |
| Nettó súly (kg) | 1,91 |
| Bruttó súly (kg) | 3,38 |