

APWD 095

Betét

az ágytálmosóban lévő eszközök optimális előkészítésére és fertőtlenítésére.



EAN: 4002516066057 / Anyagszám: 11013640 / Régi anyagszám: 68509500D

Termék-hozzárendelés	
Ágytálmosó	•
A készülék besorolása	
PWD 8545	•
Termékkategória	
Betét ágytálakhoz és vizeletgyűjtő edényekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Ágytálak és vizeletgyűjtő edények előkészítése	•
Kapacitás	
Vizeletgyűjtő palackok [mennyiség]	3
Ágytálak [mennyiség]	1
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	340
Külső méret, nettó szélesség (mm)	380
Külső méret, nettó mélység (mm)	295
Külső méret, bruttó magasság (mm)	365
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	430
Külső méret, bruttó mélység (mm)	510
Nettó súly (kg)	1,35
Bruttó súly (kg)	2,65