

APWD 097

Betét

az ágytálmosóban lévő eszközök optimális előkészítésére és fertőtlenítésére.

EAN: 4002516066064 / Anyagszám: 11013650 / Régi anyagszám: 68509700D



Termék-hozzárendelés	
Ágytálmosó	•
A készülék besorolása	
PWD 8545	•
Termékkategória	
Betét ágytálakhoz és vizeletgyűjtő edényekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Ágytálak és vizeletgyűjtő edények előkészítése	•
Kapacitás	
Vizeletgyűjtő palackok [mennyiség]	3
Ágytálak [mennyiség]	1
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	210
Külső méret, nettó szélesség (mm)	375
Külső méret, nettó mélység (mm)	360
Külső méret, bruttó magasság (mm)	335
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	435
Külső méret, bruttó mélység (mm)	510
Nettó súly (kg)	1,34
Bruttó súly (kg)	1,79