

APWD 100

Betét

az ágytálmósóban lévő eszközök optimális előkészítésére és fertőtlenítésére.



EAN: 4002516066095 / Cikkszám: 11013680 / Régi cikkszám68510000D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Ágytálmósó	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PWD 8545	•
<b>Termékkategória</b>	
Betét ágytálakhoz és vizeletgyűjtő edényekhez	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Ágytálak és vizeletgyűjtő edények előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Vizeletgyűjtő palackok [mennyiség]	3
Ágytálak [mennyiség]	1
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	350
Külső méret, nettó szélesség (mm)	282
Külső méret, nettó mélység (mm)	368
Külső méret, bruttó magasság (mm)	350
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	430
Külső méret, bruttó mélység (mm)	515
Nettó súly (kg)	1,29
Bruttó súly (kg)	2,92