

APWD 100

Betét

az ágytálmosóban lévő eszközök optimális előkészítésére és fertőtlenítésére.



EAN: 4002516066095 / Anyagszám: 11013680 / Régi anyagszám: 68510000D

Termék-hozzárendelés	
Ágytálmosó	•
A készülék besorolása	
PWD 8545	•
Termékkategória	
Betét ágytálakhoz és vizeletgyűjtő edényekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Ágytálak és vizeletgyűjtő edények előkészítése	•
Kapacitás	
Vizeletgyűjtő palackok [mennyiség]	3
Ágytálak [mennyiség]	1
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	350
Külső méret, nettó szélesség (mm)	282
Külső méret, nettó mélység (mm)	368
Külső méret, bruttó magasság (mm)	350
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	430
Külső méret, bruttó mélység (mm)	515
Nettó súly (kg)	1,29
Bruttó súly (kg)	2,92