


APWD 106

Betét

az ágytálmosóban lévő eszközök optimális előkészítésére és fertőtlenítésére.



EAN: 4002516066101 / Anyagszám: 11013690 / Régi anyagszám: 68510600D

Termék-hozzárendelés	
Ágytálmosó	•
A készülék besorolása	
PWD 8549	•
Termékkategória	
Betét ágytálmosóhoz és vizeletgyűjtő edényekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Ágytálmosó és vizeletgyűjtő edények előkészítése	•
Kapacitás	
Vizeletgyűjtő palackok [mennyiség]	2
Ágytálmosó [mennyiség]	1
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	315
Külső méret, nettó szélesség (mm)	345
Külső méret, nettó mélység (mm)	425
Külső méret, bruttó magasság (mm)	345
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	435
Külső méret, bruttó mélység (mm)	510
Nettó súly (kg)	2,12
Bruttó súly (kg)	3,74