


APWD 107

Betét

az ágytálmósóban lévő eszközök optimális előkészítésére és fertőtlenítésére.



EAN: 4002516066149 / Anyagszám: 11013700 / Régi anyagszám: 68510700D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Ágytálmósó	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PWD 8549	•
<b>Termékkategória</b>	
Betét ágytálakhoz és vizeletgyűjtő edényekhez	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Ágytálak és vizeletgyűjtő edények előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Vizeletgyűjtő palackok [mennyiség]	2
Ágytálak [mennyiség]	1
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	330
Külső méret, nettó szélesség (mm)	435
Külső méret, nettó mélység (mm)	410
Külső méret, bruttó magasság (mm)	365
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	435
Külső méret, bruttó mélység (mm)	515
Nettó súly (kg)	2,10
Bruttó súly (kg)	2,10