

APWD 108

Betét

az ágytálmósóban lévő eszközök optimális előkészítésére és fertőtlenítésére.



EAN: 4002516066156 / Anyagszám: 11013710 / Régi anyagszám: 68510800D

Termék-hozzárendelés	
Ágytálmósó	•
A készülék besorolása	
PWD 8549	•
Termékkategória	
Betét ágytálakhoz és vizeletgyűjtő edényekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Ágytálak és vizeletgyűjtő edények előkészítése	•
Kapacitás	
Vizeletgyűjtő palackok [mennyiség]	2
Ágytálak [mennyiség]	1
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	330
Külső méret, nettó szélesség (mm)	435
Külső méret, nettó mélység (mm)	410
Külső méret, bruttó magasság (mm)	365
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	435
Külső méret, bruttó mélység (mm)	515
Nettó súly (kg)	2,10
Bruttó súly (kg)	2,10