


APWD 112

Betét

az ágytálmósóban lévő eszközök optimális előkészítésére és fertőtlenítésére.

EAN: 4002516066231 / Anyagszám: 11013750 / Régi anyagszám: 68511200D



Termék-hozzárendelés	
Ágytálmósó	•
A készülék besorolása	
PWD 8549	•
Termékkategória	
Betét ágytálakhoz és vizeletgyűjtő edényekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Ágytálak és vizeletgyűjtő edények előkészítése	•
Kapacitás	
Vizeletgyűjtő palackok [mennyiség]	2
Ágytálak [mennyiség]	1
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	380
Külső méret, nettó szélesség (mm)	435
Külső méret, nettó mélység (mm)	385
Külső méret, bruttó magasság (mm)	400
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	400
Külső méret, bruttó mélység (mm)	450
Nettó súly (kg)	2,31
Bruttó súly (kg)	3,87