

APWD 121

Betét

az ágytálmosóban lévő eszközök optimális előkészítésére és fertőtlenítésére.



Image
in progress

EAN: 4002516066255 / Anyagszám: 11013770 / Régi anyagszám: 68512100D

Termék-hozzárendelés	
Ágytálmosó	•
A készülék besorolása	
PWD 8541	•
PWD 8546	•
Termékkategória	
Betét ágytálakhoz és vizeletgyűjtő edényekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Ágytálak és vizeletgyűjtő edények előkészítése	•
Kapacitás	
Vizeletgyűjtő palackok [mennyiség]	4
Ágytálak [mennyiség]	1
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	210
Külső méret, nettó szélesség (mm)	400
Külső méret, nettó mélység (mm)	315
Külső méret, bruttó magasság (mm)	255
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	408
Külső méret, bruttó mélység (mm)	512
Nettó súly (kg)	1,40
Bruttó súly (kg)	2,70