

A 846

Injektorfúvóka

támasztékkal, a laboratóriumi palackok és gömblombikok tisztításához.



- Max. 10 l-es laboratóriumi üvegekhez és max. 6 l-es kerek aljú lombikokhoz
- Fúvóka hossza: 127 mm, Fúvóka hossza tartóval: 158 mm
- Ø fúvóka: 10 mm
- Alkalmas A 313 és A 612 modulokhoz

EAN: 4002516071464 / Anyagszám: 11025590 / Régi anyagszám: 69684600D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Termékkategória	
Injektorfúvóka	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, null, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete, szürke
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	158
Külső méret, nettó szélesség (mm)	110
Külső méret, nettó mélység (mm)	110
Külső méret, bruttó magasság (mm)	160
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	145
Külső méret, bruttó mélység (mm)	265
Nettó súly (kg)	0,23
Bruttó súly (kg)	0,37