

A 847

Injektorfúvóka

támasztékkal, az Erlenmeyer-lombikok tisztításához.



- Max. 5 l-es Erlenmeyer-lombikokhoz
- A fúvóka hossza: 127 mm
- Ø fúvóka: 10 mm, Ø der Auflage: 142 mm
- Alkalmas A 313 és A 612 modulokhoz

EAN: 4002516071471 / Anyagszám: 11025600 / Régi anyagszám: 69684700D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Termékkategória	
Injektorfúvóka	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, szürke
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	170
Külső méret, nettó szélesség (mm)	249
Külső méret, nettó mélység (mm)	35
Külső méret, bruttó magasság (mm)	305
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	300
Külső méret, bruttó mélység (mm)	200
Nettó súly (kg)	0,12
Bruttó súly (kg)	0,27