

A 848

Injektorfúvóka

támasztékkal, a mérőlombikok tisztításához.



- Max. 5 l-es mérőlombikokhoz
- A fúvóka hossza: 350 mm
- Ø fúvóka: 10 mm, Ø der Auflage: 142 mm
- Alkalmas A 313 és A 612 modulokhoz

EAN: 4002516071488 / Anyagszám: 11025610 / Régi anyagszám: 69684800D

| Termék-hozzárendelés | |
|--|--------------------|
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium | • |
| Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium | • |
| A készülék besorolása | |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Termékkategória | |
| Injektorfúvóka | • |
| Terméktulajdonságok | |
| Anyag | Nemesacél, Műanyag |
| Szín | Nemesacél, szürke |
| Felhasználási terület | |
| Laborüveg előkészítése | • |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 350 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 20 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 20 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 350 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 180 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 50 |
| Nettó súly (kg) | 0,30 |
| Bruttó súly (kg) | 0,53 |