

A 306/1

Modul

nagy térfogatú laborüvegek optimális behelyezéséhez.



- 4 db 1–2 l-es magas idomú mérőhenger előkészítéséhez
- 2 db 1–2 l-es alacsony idomú mérőhengerhez + két magas idomhoz
- Rilzánózott alátétek és fedőlapok
- A mérőhengerek eltávolíthatók a készülékbe behelyezett modullal
- A mérőhengerek maximális hossza: 500 mm
- Az A 150 és APLW 106 kosarakba akár két modul behelyezhető

EAN: 4002516076254 / Anyagszám: 11035210 / Régi anyagszám: 69630601D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Betét/modul mérőhengerekhez	•
Modul nagy úrtartalmú laboratóriumi üveghez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag, Drót, rilzánózott
Szín	Nemesacél, Fekete, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Mérőhengerek előkészítése	•
Kapacitás	
Mérőhengerek [mennyiség]	4
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	235
Külső méret, nettó szélesség (mm)	418
Külső méret, nettó mélység (mm)	471
Külső méret, bruttó magasság (mm)	270
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	525
Külső méret, bruttó mélység (mm)	540
Nettó súly (kg)	2,10
Bruttó súly (kg)	3,10