

A 854

Ferde adapter

a tisztítandó eszközök csatlakoztatásához a korlátozott betölt. mag. tartókba.



- Alkalmos a Luer-Lock tömlők csatlakoztatására
- Alkalmos többek között a fúvókák csatlakoztatására

EAN: 4002516212348 / Anyagszám: 11035420 / Régi anyagszám: 69785400D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Egyéb tartozékok	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Szemészeti eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	24
Külső méret, nettó szélesség (mm)	24
Külső méret, nettó mélység (mm)	33
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	80
Külső méret, bruttó mélység (mm)	120
Nettó súly (kg)	0,01
Bruttó súly (kg)	0,01