

A 855

Szilikonömlő

a tisztítandó eszközök csatlakoztatásához, 160 mm hosszú.

EAN: 4002516138396 / Anyagszám: 11035460 / Régi anyagszám: 69785500D



- Csavaros összekötőcső
- 160 mm hosszú

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Egyéb tartozékok	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Átlátszó
Felhasználási terület	
Üreges eszközök előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	10
Külső méret, nettó szélesség (mm)	10
Külső méret, nettó mélység (mm)	160
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	80
Külső méret, bruttó mélység (mm)	120
Nettó súly (kg)	0,01
Bruttó súly (kg)	0,02