

APH 592  
Elszíneződési skála  
az APH 510 PRT110 típusú protokollnyomtatóhoz.



EAN: 8809166675907 / Anyagszám: 11053500 / Régi anyagszám: 68817005D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8541	•
PWD 8545	•
PWD 8546	•
PWD 8549	•
Termékkategória	
Folyamat-/üzemi adatok dokumentálása/kommunikáció	•
Terméktulajdonságok	
Szín	Piros, Fekete
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
Laborüveg előkészítése	•
Tárgylemezek előkészítése	•
Butirométerek előkészítése	•
Patikai/infúziós palackok előkészítése	•
Aneszteziológiai eszközök előkészítése	•
MIC eszközök előkészítése	•
Szemészeti eszközök előkészítése	•
Robotikai eszközök előkészítése	•
GYN eszközök előkészítése	•
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Műtős cipők előkészítése	•
Tálak előkészítése	•
Vesetálak előkészítése	•
Cumisüvegek előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Ortopédiai műtős eszközök előkészítése	•
Intramedulláris rögzítők/intramedulláris fúrók	•
Fiókok/tálcák előkészítése	•
Szítatálcák előkészítése	•
Mérőhengerek előkészítése	•
Tartóedények, pl. nátronmész tartályok előkészítése	•
Ágytálak és vizeletgyűjtő edények előkészítése	•
Különböző eszközök előkészítése	•

APH 592  
Elszíneződési skála  
az APH 510 PRT110 típusú protokollnyomtatóhoz.

EAN: 8809166675907 / Anyagszám: 11053500 / Régi anyagszám: 68817005D



Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	55
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	180
Külső méret, bruttó mélység (mm)	250
Nettó súly (kg)	0,04
Bruttó súly (kg)	0,05
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•