


A 312
Modul
viszkoziméterek előkészítésére.



- Maximum 8.0 viszkoziméterhez alkalmas
- 8 darab A 867 speciális fúvókával
- Fúvókátávolság 118 mm szélességben, 118 mm mélységben

EAN: 4002516087397 / Anyagszám: 11054470 / Régi anyagszám: 69631200D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Viszkoziméterhez való modul	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag, Szilikon
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Viszkoziméterek [darab]	8,0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	66
Külső méret, nettó szélesség (mm)	133
Külső méret, nettó mélység (mm)	479
Külső méret, bruttó magasság (mm)	250
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	230
Külső méret, bruttó mélység (mm)	505
Nettó súly (kg)	1,58
Bruttó súly (kg)	2,33