


A 836

Injektorfúvóka készlet

az üreges testű műszerek optimális előkészítésére a fogorvoslás területén.



- Az A 105/1 felső kosár betöltéséhez
- Csomagolási egység 22 db A 833 dentális injektorfúvókával

EAN: 4002516204091 / Anyagszám: 11054660 / Régi anyagszám: 69783600D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Injektorfúvóka	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	120
Külső méret, bruttó mélység (mm)	170
Nettó súly (kg)	0,20
Bruttó súly (kg)	0,20