


A 837

Öblítő hüvely készlet

különösen az üreges eszközök előkészítésére a fül-orr-gégegyógyászat területén.



- Az A 105/1 felső kosár betöltéséhez
- Sapkával és rögzítőbilinccsel
- Csomagolási egység 22 db A 817 öblítőhüvellyel

EAN: 4002516204107 / Anyagszám: 11054690 / Régi anyagszám: 69783700D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Öblítőhüvely	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	55
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	180
Külső méret, bruttó mélység (mm)	250
Nettó súly (kg)	0,53
Bruttó súly (kg)	0,53