

A 313
Modul
nagy térfogatú laborüvegek előkészítéséhez.



- Max. 10 l-es laboratóriumi palackok
- Max. 6 l-es gömblombikok
- Max. 5 l-es Erlenmeyer-lombikok
- Max. 5 l-es mérőlombikok
- Egyénileg feltölthető fűvókákkal és tartókkal
- 5 injektorpozícióval felszerelve 2 vagy 3 mosogatnivalóhoz

EAN: 4002516087854 / Anyagszám: 11055970 / Régi anyagszám: 69631300D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Betét/modul keskeny nyakú üvegekhez	•
Modul nagy úrtartalmú laboratóriumi üveghez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	221
Külső méret, nettó szélesség (mm)	234
Külső méret, nettó mélység (mm)	495
Külső méret, bruttó magasság (mm)	260
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	270
Külső méret, bruttó mélység (mm)	505
Nettó súly (kg)	2,82
Bruttó súly (kg)	3,29