

A 315
Modul
kapacitásnöveléshez és üreges eszközök előkészítéséhez.



- Injektorkapacitás növelése 22-ről 44 darabra
- Visszafelé kompatibilis a piacon lévő minden A 151-es készülékkel
- Minden szokványos fogászati/HNO-adapter és tartozék behelyezhető

EAN: 4002516087861 / Anyagszám: 11055980 / Régi anyagszám: 69631500D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét fül-orr-gégészeti műszerekhez	•
Betét/modul fogászati eszközökhöz	•
Egyéb betét/egyéb modul	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Központi szűrő alkalmazásának lehetősége	•
Felhasználási terület	
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Fül-orr-gégészeti eszközök [mennyiség]	22
Közvetítő műszerek [mennyiség]	22
Elszívók [mennyiség]	22
Üreges műszerek [mennyiség]	22
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	145
Külső méret, nettó szélesség (mm)	492
Külső méret, nettó mélység (mm)	542
Külső méret, bruttó magasság (mm)	270
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	525
Külső méret, bruttó mélység (mm)	540
Nettó súly (kg)	1,35
Bruttó súly (kg)	2,35
Tartozék	
A 838 kulcskészlet (darabszám)	1