


A 301/4

Modul

laborüvegek optimális behelyezéséhez – 18 fűvókával felszerelhető.



- Különböző laborüvegekhez, pl. Erlenmeyer-, kerek lombikok stb.
- Injektorfűvóka nélküli modul – betöltés egyéni igény szerint
- Max. 18 Injektorfűvókához
- Az EasyLoad-rendszer része
- Fűvókátávolság 78 mm szélességben, 78 mm mélységben
- Kiválóan alkalmas A842-hez és A843-hez (fűvóka átmérője 4 mm)

EAN: 4002516087649 / Anyagszám: 11056780 / Régi anyagszám: 69630104D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Betét/modul keskeny nyakú üvegekhez	•
Betét különböző palackokhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Az EasyLoad-rendszer része	•
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	18
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	72
Külső méret, nettó szélesség (mm)	173
Külső méret, nettó mélység (mm)	479
Külső méret, bruttó magasság (mm)	100
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	205
Külső méret, bruttó mélység (mm)	487
Nettó súly (kg)	0,85
Bruttó súly (kg)	1,89