


A 302/2

Modul

laborüvegek optimális behelyezéséhez – 32 fúvókával felszerelhető.



- Különbféle laborüvegekhez, pl. Erlenmeyer-, kerek lombikok stb.
- Injektorfúvóka nélküli modul – betöltés egyéni igény szerint
- Max. 32 Injektorfúvókához
- Az EasyLoad-rendszer része
- Fúvókátávolság 60 mm szélességben, 57 mm mélységben
- Kiválóan alkalmas A844-hez és A845-hez (fúvóka átmérője 2,5 mm)

EAN: 4002516087656 / Anyagszám: 11056790 / Régi anyagszám: 69630202D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Betét/modul keskeny nyakú üvegekhez	•
Betét különböző palackokhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Az EasyLoad-rendszer része	•
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	32
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	72
Külső méret, nettó szélesség (mm)	195
Külső méret, nettó mélység (mm)	479
Külső méret, bruttó magasság (mm)	200
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	525
Külső méret, bruttó mélység (mm)	540
Nettó súly (kg)	1,09
Bruttó súly (kg)	2,16