

A 861

Tartórács

az A 301/4 és az A 301/5 injektoros modulokhoz.



- Beosztás: 3 x 6 mező
- Felhelyezhető A 301/4 és A 301/5 injektormodulra
- Laborüvegek optimális pozícionálásához
- Az EasyLoad-rendszer része

EAN: 4002516087670 / Cikkszám: 11056810 / Régi cikkszám69686100D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Termékkategória	
Egyéb betét/egyéb modul	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Rekeszek száma	18
Fiókszélesség (mm)	74
Fiókhosszúság (mm)	74
Az EasyLoad-rendszer része	•
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	80
Külső méret, nettó szélesség (mm)	200
Külső méret, nettó mélység (mm)	350
Külső méret, bruttó magasság (mm)	100
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	210
Külső méret, bruttó mélység (mm)	495
Nettó súly (kg)	0,10
Bruttó súly (kg)	1,87