


A 862

Tartórács

az A 302/2 és az A 302/3 injektoros modulokhoz.



- Beosztás: 4 x 8 mező
- Felhelyezhető A 302/2 és A 302/3 injektormodulra
- Laborüvegek optimális pozicionálásához
- Rilzánózott

EAN: 4002516087687 / Cikkszám: 11056820 / Régi cikkszám69686200D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Termékkategória	
Egyéb betét/egyéb modul	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag, Drót, rilzánózott
Szín	Nemesacél, Fekete
Rekeszek száma	32
Fiókszélesség (mm)	56
Fiókhosszúság (mm)	52
Az EasyLoad-rendszer része	•
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	30
Külső méret, nettó szélesség (mm)	250
Külső méret, nettó mélység (mm)	350
Külső méret, bruttó magasság (mm)	35
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	300
Külső méret, bruttó mélység (mm)	400
Nettó súly (kg)	0,10
Bruttó súly (kg)	0,18