


APLW 000

Kocsi

laborüvegek optimális behelyezéséhez a felső szinteken.

EAN: 4002516115281 / Cikkszám: 11104470 / Régi cikkszám69300000D



- 1 beépített öblítőkarral
- Betétek befogásához
- Betöltési méret: 484 x 525 mm

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Termékkategória</b>	
Betét/modul főzőpoharakhoz	•
Felső kosár	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Kék, Nemesacél, Fehér
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	160
Külső méret, nettó szélesség (mm)	560
Külső méret, nettó mélység (mm)	532
Külső méret, bruttó magasság (mm)	190
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	560
Külső méret, bruttó mélység (mm)	610
Nettó súly (kg)	4,30
Bruttó súly (kg)	6,07