


APLW 000

Kocsi

laborüvegek optimális behelyezéséhez a felső szinteken.

EAN: 4002516115281 / Anyagszám: 11104470 / Régi anyagszám: 69300000D



- 1 beépített öblítőkarral
- Betétek befogásához
- Betöltési méret: 484 x 525 mm

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Betét/modul főzőpoharakhoz	•
Felső kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Kék, Nemesacél, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	160
Külső méret, nettó szélesség (mm)	560
Külső méret, nettó mélység (mm)	532
Külső méret, bruttó magasság (mm)	190
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	560
Külső méret, bruttó mélység (mm)	610
Nettó súly (kg)	4,30
Bruttó súly (kg)	6,07