

APLW 001

Kocsi

laborüvegek optimális behelyezéséhez a legalsó szinten.



- Maximális betöltési szélesség:
470 mm
- Maximális betöltési mélység:
490 mm

EAN: 4002516115298 / Anyagszám: 11104480 / Régi anyagszám: 69300100D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Betét/modul főzőpoharakhoz	•
Kocsi betétekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	135
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	582
Külső méret, bruttó magasság (mm)	190
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	560
Külső méret, bruttó mélység (mm)	610
Nettó súly (kg)	4,20
Bruttó súly (kg)	5,90