


APLW 002

Kocsi

nagy térfogatú laborüvegek (5 és 10 l) optimális behelyezéséhez.

EAN: 4002516115304 / Anyagszám: 11104490 / Régi anyagszám: 69300200D



- 5 fúvókával
- Legfeljebb 4 palack befogására, max. Ø 240 mm
- Legfeljebb 5 palack befogására, max. Ø 190 mm

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Injektor kosár	•
Modul nagy úrtartalmú laboratóriumi üveghez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Üvegek [mennyiség]	5
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	413
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	582
Külső méret, bruttó magasság (mm)	580
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	565
Külső méret, bruttó mélység (mm)	615
Nettó súly (kg)	5,94
Bruttó súly (kg)	8,49