

APLW 003

Kocsi

nagy térfogatú (max. 20 l) laborüvegek optimális behelyezéséhez.



Image
in progress

- Négy fúvókával
- Legfeljebb 2 palack befogására, max. Ø 280 mm
- Legfeljebb két, egyenként max. Ø 190 mm palack befogására

EAN: 4002516115410 / Anyagszám: 11104500 / Régi anyagszám: 69300300D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Injektor kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Üvegek [mennyiség]	2
Erlenmeyer-lombikok [mennyiség]	2
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	400
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	582
Külső méret, bruttó magasság (mm)	580
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	565
Külső méret, bruttó mélység (mm)	615
Nettó súly (kg)	5,08
Bruttó súly (kg)	7,63