

APLW 004

Kocsi

nagy térfogatú (max. 50 l) laborüvegek optimális behelyezéséhez.



- 1 fűvókával

EAN: 4002516115427 / Anyagszám: 11104510 / Régi anyagszám: 69300400D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PLW 6111	•
<b>Termékkategória</b>	
Injektor kosár	•
Modul nagy űrtartalmú laboratóriumi üveghez	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Üvegek [mennyiség]	1
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	588
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	582
Külső méret, bruttó magasság (mm)	760
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	625
Külső méret, bruttó mélység (mm)	715
Nettó súly (kg)	4,68
Bruttó súly (kg)	9,83