

APLW 005

Kocsi

max. 56 pipetta optimális behelyezésére.

EAN: 4002516115434 / Cikkszám: 11104520 / Régi cikkszám69300500D



- Legfeljebb 56 pipetta befogásához, diagonális elrendezésben

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Kocsi pipettákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
Kapacitás	
Pipetták [mennyiség]	56
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	308
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	582
Külső méret, bruttó magasság (mm)	570
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	560
Külső méret, bruttó mélység (mm)	610
Nettó súly (kg)	6,40
Bruttó súly (kg)	9,20