

APLW 005

Kocsi

max. 56 pipetta optimális behelyezésére.

EAN: 4002516115434 / Anyagszám: 11104520 / Régi anyagszám: 69300500D



- Legfeljebb 56 pipetta befogásához, diagonális elrendezésben

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Termékkategória</b>	
Kocsi pipettákhoz	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Pipetták [mennyiség]	56
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	308
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	582
Külső méret, bruttó magasság (mm)	570
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	560
Külső méret, bruttó mélység (mm)	610
Nettó súly (kg)	6,40
Bruttó súly (kg)	9,20