

APLW 006

Kocsi

max. 121 pipetta optimális behelyezésére.



- Legfeljebb 121 pipetta befogásához, ortogonális elrendezésben

EAN: 4002516115441 / Anyagszám: 11104530 / Régi anyagszám: 69300600D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Kocsi pipettákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
Kapacitás	
Pipetták [mennyiség]	121
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	195
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	575
Külső méret, bruttó magasság (mm)	355
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	565
Külső méret, bruttó mélység (mm)	610
Nettó súly (kg)	4,94
Bruttó súly (kg)	7,38