

APLW 007

Kocsi

2 pipettakazetta optimális behelyezéséhez.



- Az alsó szinthez
- Pipetta maximális hossza: 520 mm

EAN: 4002516115458 / Anyagszám: 11104540 / Régi anyagszám: 69300700D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6111	•
Termékkategória	
Kocsi pipettákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	580
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	420
Külső méret, bruttó magasság (mm)	580
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	565
Külső méret, bruttó mélység (mm)	610
Nettó súly (kg)	7,18
Bruttó súly (kg)	9,98