


APLW 008

Kocsi

3 pipettakazetta optimális behelyezéséhez.

EAN: 4002516115465 / Anyagszám: 11104550 / Régi anyagszám: 69300800D



- Az alsó szinthez
- A pipettakazetta méretei: szé 84 x ma 384 x mé 84 mm

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6111	•
Termékkategória	
Kocsi pipettákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	456
Külső méret, nettó szélesség (mm)	179
Külső méret, nettó mélység (mm)	366
Külső méret, bruttó magasság (mm)	355
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	565
Külső méret, bruttó mélység (mm)	610
Nettó súly (kg)	7,64
Bruttó súly (kg)	9,64