

APLW 009

Kocsi

2 pipettakazetta optimális behelyezéséhez.



Image
in progress

- Az alsó szinthez
- Pipetta maximális hossza: 290 mm

EAN: 4002516115472 / Anyagszám: 11104560 / Régi anyagszám: 69300900D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
Termékkategória	
Kocsi pipettákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	166
Külső méret, nettó szélesség (mm)	245
Külső méret, nettó mélység (mm)	66
Külső méret, bruttó magasság (mm)	355
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	565
Külső méret, bruttó mélység (mm)	610
Nettó súly (kg)	6,22
Bruttó súly (kg)	8,55