

APLW 010

Felső kosár

156 betöltetlen injektorhellyel Ø 2,5 mm-es fúvókákhoz.



Image
in progress

- Csak a felső szinteken való használatra alkalmas

EAN: 4002516115489 / Anyagszám: 11104570 / Régi anyagszám: 69301000D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Injektor kosár	•
Felső kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Kék, Nemesacél, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	156
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	162
Külső méret, nettó szélesség (mm)	534
Külső méret, nettó mélység (mm)	569
Külső méret, bruttó magasság (mm)	355
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	565
Külső méret, bruttó mélység (mm)	615
Nettó súly (kg)	5,16
Bruttó súly (kg)	7,58