

APLW 013/2

Felső kosár

32 darab APLW 051 és 10 darab APLW 055 injektorfúvókával feltöltve



Image
in progress

- Csak a felső szinteken való használatra alkalmas

EAN: 4002516115533 / Anyagszám: 11104620 / Régi anyagszám: 69301302D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Injektor kosár	•
Felső kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Kék, Nemesacél, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	42
Üvegek [mennyiség]	42
Erlenmeyer-lombikok [mennyiség]	42
Gömblobbikok [mennyiség]	42
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	250
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	570
Külső méret, bruttó magasság (mm)	355
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	565
Külső méret, bruttó mélység (mm)	615
Nettó súly (kg)	4,55
Bruttó súly (kg)	9,00
Tartozék	
APLW 051 Injektorfúvóka Ø 4 mm, 110 mm hosszú [mennyiség]	32
APLW 055 Injektorfúvóka Ø 6 mm, 175 mm hosszú [mennyiség]	10