

APLW 014
Felső kosár
20 betöltetlen injektorhellyel.



Image
in progress

- Csak a felső szinteken való használatra alkalmas

EAN: 4002516115540 / Anyagszám: 11104630 / Régi anyagszám: 69301400D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Injektor kosár	•
Felső kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Kék, Nemesacél, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	20
Üvegek [mennyiség]	20
Erlenmeyer-lombikok [mennyiség]	20
Gömlombikok [mennyiség]	20
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	21
Külső méret, nettó szélesség (mm)	20
Külső méret, nettó mélység (mm)	16
Külső méret, bruttó magasság (mm)	340
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	555
Külső méret, bruttó mélység (mm)	615
Nettó súly (kg)	4,22
Bruttó súly (kg)	6,65