

APLW 015
Felső kosár
16 betöltetlen injektorhellyel.



Image
in progress

- Csak a felső szinteken való használatra alkalmas

EAN: 4002516115571 / Anyagszám: 11104650 / Régi anyagszám: 69301500D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Injektor kosár	•
Felső kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Kék, Nemesacél, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	16
Üvegek [mennyiség]	16
Erlenmeyer-lombikok [mennyiség]	16
Gömlombikok [mennyiség]	16
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	160
Külső méret, nettó szélesség (mm)	532
Külső méret, nettó mélység (mm)	560
Külső méret, bruttó magasság (mm)	340
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	560
Külső méret, bruttó mélység (mm)	600
Nettó súly (kg)	4,00
Bruttó súly (kg)	6,60