

APLW 016  
Felső kosár  
27 betöltetlen injektorhellyel.



**Image**  
in progress

- Csak a felső szinteken való használatra alkalmas

EAN: 4002516115588 / Anyagszám: 11104660 / Régi anyagszám: 69301600D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Termékkategória</b>	
Injektor kosár	•
Felső kosár	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Kék, Nemesacél, Fehér
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	27
Üvegek [mennyiség]	27
Erlenmeyer-lombikok [mennyiség]	27
Gömlombikok [mennyiség]	27
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	260
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	570
Külső méret, bruttó magasság (mm)	340
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	555
Külső méret, bruttó mélység (mm)	615
Nettó súly (kg)	4,40
Bruttó súly (kg)	6,62