

APLW 017
Felső kosár
121 betöltetlen injektorhellyel.



Image
in progress

- Csak a felső szinteken való használatra alkalmas
- 200 x 490 mm hasznos terület

EAN: 4002516115595 / Anyagszám: 11104670 / Régi anyagszám: 69301700D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Injektor kosár	•
Felső kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Kék, Nemesacél, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Reagens fiolák [mennyiség]	121
Fiolák [mennyiség]	121
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	160
Külső méret, nettó szélesség (mm)	532
Külső méret, nettó mélység (mm)	560
Külső méret, bruttó magasság (mm)	350
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	560
Külső méret, bruttó mélység (mm)	610
Nettó súly (kg)	4,20
Bruttó súly (kg)	7,00